

PRODUCTOS ESPECIALES

at clean vir interior

at clean vir interior concentrado

desinfectante líquido de superficies para uso polivalente

Agente líquido para higienización y desinfección de superficies tanto interiores como exteriores, mobiliario...

Con efecto antiséptico, biocida, desinfectante, fungicida, virucida y bactericida.

- Polivalente tanto para superficies interiores como exteriores
- Apto para superficies textiles y tejidos
- Respetuoso con todas las superficies, maderas, metales...
- Para mobiliario, utensilios, herramientas, maquinaria
- Pasamanos, pomos, agarraderos
- Sanitarios, mamparas, alicatado

FICHA TÉCNICA

• Estado físico:	Líquido
• Color:	Transparente
• pH:	7 neutro
• Densidad a 20°C:	1,0 g/cc

PROPIEDADES

Producto apto y específico para la limpieza y desinfección de todo tipo de superficies altamente efectivo.


Con amplio espectro microbicida en base compuestos de **Amonio Cuaternario** con actividad bactericida y fungicida.

- Alta capacidad bactericida, fungicida y biocida
- Apto para uso sobre superficies textiles y tejidos
- Respetuoso con los materiales naturales y sintéticos utilizados en las superficies interiores y mobiliario convencional.
- No ataca los materiales usuales en la industria alimentaria, acero, acero inoxidable, esmalte, cemento y materiales plásticos.
- Incluido en el Registro Oficial de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública.

Cumple con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad recogidas en el documento de mayo 2020 "Medidas para reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2" en el apartado de Requisitos de limpieza y desinfección, plan de limpieza.

PRECAUCIONES DE USO

Sobre superficies metálicas es aconsejable realizar una prueba previa para comprobar la compatibilidad.



MODO DE EMPLEO

Aplicar manualmente con la ayuda de una bayeta, cepillo, estropajo, fregona o pulverizador plástico. Una vez aplicado, dejar actuar hasta su secado. Usado sobre superficies que vayan a estar en contacto con alimentos, esperar con mínimo durante 15 minutos y aclarar posteriormente con abundante agua, retirando completamente el agua del aclarado.

AT CLEAN VIR INTERIOR CONCENTRADO debe utilizarse diluido en agua (0,3-1:100).

TABLA DE DILUCIONES

AT CLEAN VIR INTERIOR	Uso directo
-----------------------	-------------

AT CLEAN VIR INTERIOR CONCENTRADO (0,3-1:100)
--

50cc de Concentrado por cada 5-8 litros de agua. 1 litro de Concentrado para 100-300 litros de agua.
